




## Pipety szklane do OB - z zakrętką do S-Monovette<sup>®</sup> ESR - bez skali



Pipety z zamontowaną wkładką tłokową. Do użytku z probówko-strzykawkami S-Monovette<sup>®</sup> ESR firmy Sarstedt. Razem tworzą połączony system bezpiecznego pobierania i sedimentacji krwi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5916	Pipety szklane do OB - bez skali	100 szt.	86-1996

### Opis

Pipety z zamontowaną wkładką tłokową. Do użytku z [probówko-strzykawkami S-Monovette<sup>®</sup> ESR](#) firmy Sarstedt. Wraz z nimi tworzą połączony system bezpiecznego pobierania i sedimentacji krwi. Napełnianie odbywa się bez pęcherzyków. Zamknięcie zabezpieczające w pipecie do OB zapobiega wyciekowi krwi. Nie posiadają skali.

Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).