




Pipety szklane do OB - z zakrętką do S-Monovette[®] ESR - ze skalą



Pipety z zamontowaną wkładką tłokową. Do użytku z probówko-strzykawkami S-Monovette[®] ESR firmy Sarstedt - razem tworzą połączony system bezpiecznego pobierania i sedymentacji krwi.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---------|---------------------------------|----------|---------------|
|  | J-5917 | Pipety szklane do OB - ze skalą | 100 szt. | 86-1996-062 |

Opis

Pipety z zamontowaną wkładką tłokową. Do użytku z [probówko-strzykawkami S-Monovette[®] ESR firmy Sarstedt \(05.1079, 05.1079.001\)](#). Wraz z nimi tworzą połączony system bezpiecznego pobierania i sedymentacji krwi. Napełnianie odbywa się bez pęcherzyków. Zamknięcie zabezpieczające w pipiecie do OB zapobiega wyciekowi krwi. Posiadają naniesioną skalę.

Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).