



**Pojemniki NFT z PP na próbki - do Monovette<sup>®</sup> Urine - z nakręconą zakrętką - poj. 100 ml**



Pojemniki NFT (ang. *Needle Free Transfer*) na próbki zostały wykonane z PP. Pojemność 100 ml. Przeznaczone do stosowania z Monovette<sup>®</sup> Urine. Sterylne. Z nakręconą białą zakrętką, skalą i etykietą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Pojemność	Śr. x wys.	Zakrętka	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0784	Pojemniki NFT Urine z PP - ze skalą i etykietą bezpieczeństwa	L-Monovette <sup>®</sup> Urine	100 ml	62 x 72 mm	z nakręconą zakrętką	sterylne	40 x 5 szt.	200 szt.	75-562-900

**Opis**

Pojemniki NFT (ang. *Needle Free Transfer*) na próbki zostały wykonane z bezbarwnego polipropylenu (PP). NFT to zamknięty system do pobierania próbek moczu bez użycia igieł. System ten jest higieniczny, praktyczny i bezpieczny.

Pojemność robocza pojemników NFT wynosi do 100 ml. Są przeznaczone do użycia wraz z probówko-strzykawką L-Monovette<sup>®</sup> Urine Neutral, Urine Neutral LightPROTECT oraz L-Monovette<sup>®</sup> Urine Boric Acid. Można je wprowadzić do pojemnika poprzez membranę. Po wygodnym pobraniu następuje szczelne zamknięcie dostępu, nawet jeśli pobieranie jest wielokrotnie powtarzane. Nie ma ryzyka infekcji z powodu zranienia igłami. Dodatkowo, spod zakrętki z jednostką transferową nie wydostają się ciecze ani zapachy.

Pojemniki oferowane są z nakręconą białą zakrętką oraz etykietą bezpieczeństwa. Naklejka plombująca potwierdza, że sterylność pojemnika nie została naruszona. Zapewnia dużo miejsca na opisanie próbki, wskazuje numer serii oraz datę przydatności do użycia. Pojemniki na próbki są sterylizowane promieniowaniem elektronowym.

Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).