



Przyrząd do pipetowania macro



Pipetor do pipet o pojemności od 0,1 do 200 ml. Łatwa obsługa za pomocą elementów funkcyjnych obsługiwanych jedną ręką. Hydrofobowy filtr membranowy chroni przed przenikaniem cieczy do urządzenia. Możliwość autoklawowania w temp. 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta
	K-1227	Przyrząd do pipetowania macro	szary	26200
	K-1228	Przyrząd do pipetowania macro	niebieski	26202
	K-1229	Przyrząd do pipetowania macro	różowy	26203
	K-1230	Przyrząd do pipetowania macro	zielony	26201

Opis

Pipetor do pipet o pojemności od 0,1 do 200 ml. Łatwa obsługa za pomocą elementów funkcyjnych obsługiwanych jedną ręką. Hydrofobowy filtr membranowy chroni przed przenikaniem cieczy do urządzenia. Możliwość autoklawowania w temp. 121°C.

Dodatkowo można zakupić zapasowe gruszki oraz obudowy adaptera w czterech wariantach kolorystycznych, odpowiadających kolorystyce przyrządu do pipetowania macro. Oferujemy również części kompatybilne z urządzeniem: filtr membranowy, adapter silikonowy, system zaworów.