




## Probówko-strzykawki L-Monovette® VD



Probówko-strzykawki L-Monovette® VD firmy Sarstedt są przeznaczone do pobierania próbek śliny. Do stosowania w diagnostyce wirusów. Dostarczane w komplecie z końcówką aspirującą, za pomocą której można w higieniczny sposób pobrać próbkę śliny z pojemnika zbiorczego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5952	Probówko-strzykawki L-Monovette® VD	bez etykiety	8,5 ml	15 x 92 mm	niesterylne	100 szt.	10-223-025

### Opis

Probówko-strzykawki L-Monovette® VD firmy Sarstedt są przeznaczone do higienicznego pobierania próbek śliny. Przeznaczone do stosowania w diagnostyce w kierunku wirusów. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią. Dostarczane w komplecie z końcówką aspirującą, za pomocą której można w higieniczny sposób pobrać próbkę śliny z pojemnika zbiorczego. [Końcówki do aspiracji](#) można również dokupić osobno.

Probówko-strzykawki L-Monovette® VD posiadają skalę, która służy do sprawdzania poziomu napełnienia. Spełniają wymagania ADR i IATA. L-Monovette® VD posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).