






Pipetor Swiftpet Pro - HTL



Półautomatyczny pipetor do pipet o poj. 0,5 - 100 ml. Wyposażony w wyświetlacz LCD, wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy. Wygodny w użytkowaniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Z możliwością wyboru prędkości pipetowania oraz sposobu wydawania cieczy - z wydmuchem bądź grawitacyjnie. Wyposażony w filtr, chroniący przed kontaminacją.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-1008	Pipetor Swiftpet Pro z podstawką do ładowania, wieszakiem, zasilaczem, kompletem akumulatorów i mikrofiltrem	0390
	B-0281	Filtr PTFE autoklawowalny - śr. porów 0,2 µm	9023
	B-0282	Filtr PTFE autoklawowalny - śr. porów 0,4 µm	9024

Opis

Półautomatyczny pipetor do pipet o poj. 0,5 - 100 ml. Wyposażony w wyświetlacz LCD, wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy. Wygodny w użytkowaniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Z możliwością wyboru prędkości pipetowania oraz sposobu wydawania cieczy - z wydmuchem bądź grawitacyjnie. Wyposażony w filtr, chroniący przed kontaminacją. Dodatkowo uchwyt, filtr oraz osłonę uchwytu można łatwo wymienić oraz autoklawować. Pipetor sygnalizuje konieczność naładowania akumulatorów. Ładowanie pipetora odbywa się przez bezpośrednie podłączenie do sieci bądź przez przystawkę do ładowania.

Dostawa obejmuje: podstawkę do ładowania, zasilacz uniwersalny, wieszak, komplet akumulatorów i mikrofiltr PTFE 0,2 µm.

Gwarancja: 12 miesięcy.