




## Końcówki do aspiracji do L-Monovette<sup>®</sup>



Zapassowe końcówki do aspiracji do probówek-strzykawk L-Monovette<sup>®</sup> firmy Sarstedt. Umożliwiają higieniczne, beizgłowe pobieranie próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Przyłącze	Śr. x długość	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6161	Końcówki z PP do aspiracji	L-Monovette <sup>®</sup>	Luer	8 x 76 mm	100 szt.	10-251

### Opis

Zapassowe końcówki do aspiracji pasujące do probówki strzykawk:

- [L-Monovette<sup>®</sup> Urine Neutral](#)
- [L-Monovette<sup>®</sup> Urine Neutral LightPROTEC](#)
- [L-Monovette<sup>®</sup> Urine Boric Acid](#)
- [L-Monovette<sup>®</sup> VD](#)

Umożliwiają higieniczne, beizgłowe pobieranie próbek. Do higienicznego zbierania moczu. Do probówek-strzykawk L-Monovette<sup>®</sup>. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Wykonane z PP. Ich długość to 76 mm, a średnica 8 mm.