





Probówki V-Monovette® VD



Probówki próżniowe V-Monovette® VD firmy Sarstedt są przeznaczone do pobierania próbek śliny w systemie zamkniętym. Kompatybilne z pojemnikami próżniowymi VD.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5981	Probówki okrągłodenne V-Monovette® VD	4,0 ml	13 x 75 mm	niesterylne	100 szt.	13-2406-601
	J-5987	Probówki okrągłodenne V-Monovette® VD	10,0 ml	15 x 100 mm	niesterylne	100 szt.	13-2407-601

Opis

Probówki V-Monovette® VD firmy Sarstedt są przeznaczone do pobierania próbek śliny w systemie zamkniętym. Kompatybilne z [pojemnikami próżniowymi VD](#) wyposażonymi w niebieskie zakrętki (J-0785). Przeznaczone do diagnostyki wirusów z pozyskanej śliny. Probówki V-Monovette® VD zostały wykonane z PET. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).