



Pipetor MidiPlus™ - Sartorius-Biohit

SARTORIUS

Lekki i precyzyjny pipetor firmy Biohit, pasujący do większości dostępnych na rynku pipet serologicznych. Może być również używany z końcówkami do pipet Sartorius-Biohit o poj. 5 i 10 ml. Z możliwością płynnej regulacji prędkości pipetowania za pomocą siły nacisku na przycisk. Hydrofobowy, autoklawowalny filtr uniemożliwia zanieczyszczenie urządzenia pobieraną cieczą. Ze wskaźnikiem niskiego poziomu energii baterii. Z możliwością ładowania urządzenia podczas pracy. Zakres pojemności 1-100 ml. Posiada znak CE. Dostarczany z ładowarką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1400	Pipetor MidiPlus™

Opis

Lekki i precyzyjny pipetor firmy Biohit, pasujący do większości dostępnych na rynku pipet serologicznych. Może być również używany z końcówkami do pipet Sartorius-Biohit o poj. 5 i 10 ml. Z możliwością płynnej regulacji prędkości pipetowania za pomocą siły nacisku na przycisk. Hydrofobowy, autoklawowalny filtr uniemożliwia zanieczyszczenie urządzenia pobieraną cieczą. Ze wskaźnikiem niskiego poziomu energii baterii. Z możliwością ładowania urządzenia podczas pracy. Zakres pojemności 1-100 ml. Posiada znak CE. Dostarczany z ładowarką.