




**Probówki stożkowodenne z PP - z zakrętką z HDPE - poj. 30 ml**



Samostojące probówki ze stożkowym dnem wykonane z białego PP. Przeznaczone do transportu próbek wrażliwych na światło. Poj. 30 ml. Wyposażone w skalę. W komplecie z białą zakrętką z HDPE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0279	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą	30 ml	25 x 107 mm	biała	worek	125 szt.	62-543-030

**Opis**

Probówki stożkowodenne wykonane z białego PP mogą służyć do transportu różnych substancji wrażliwych na światło, zarówno sypkich, jak i stałych, a także cieczy. Sprawdzają się do transportu do laboratorium próbek moczu pobranych w zbiorce dobowej. Probówki mają pojemność 30 ml. Są samostojące, wyposażone w skalę. Dostarczane w komplecie z białą zakrętką wykonaną z HDPE. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).