



Pipetor accu-jet[®] pro



Pipetor do pipet szklanych i z tworzywa sztucznego o pojemności od 0,1 do 200 ml. Z regulacją liczby obrotów silnika, co umożliwia precyzyjne ustawienie prędkości pipetowania. Możliwość wyboru pomiędzy swobodnym wypływem lub wywołanym przez silnik wydmuchnięciem. Ergonomiczny, wygodny i lekki (waga: tylko 190 g).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1188	Pipetor accu-jet [®] pro	granatowy	1 szt.	26300
	K-1189	Pipetor accu-jet [®] pro	różowy	1 szt.	26301
	K-1190	Pipetor accu-jet [®] pro	zielony	1 szt.	26302
	K-1191	Pipetor accu-jet [®] pro	niebieski	1 szt.	26303

Opis

Pipetor do pipet szklanych i z tworzywa sztucznego o pojemności od 0,1 do 200 ml. Z regulacją liczby obrotów silnika, co umożliwia precyzyjne ustawienie prędkości pipetowania. Możliwość wyboru pomiędzy swobodnym wypływem lub wywołanym przez silnik wydmuchnięciem. Ergonomiczny, wygodny i lekki (waga: tylko 190 g).

Prędkość pipetowania: pipeta o poj. 50 ml w ciągu mniej niż 10 sekund.

Hydrofobowy filtr membranowy o wielkości porów 0,2 μm oraz zawór bezpieczeństwa zapobiegają przenikaniu cieczy do urządzenia. Akumulator umożliwia osiem godzin nieprzerwanej pracy. Lampka kontrolna sygnalizuje stan akumulatora pozwalający na dwie godziny pracy.

Temperatura pracy i ładowania: 10 do 35°C.

Dostawa obejmuje: pipetor, akumulator NiMH, 2 pokrywy komory na baterie, uchwyt ścienny, ładowarkę, 2 zapasowe sterylne filtry membranowe 0,2 μm .

Oferujemy również zapasowe [akcesoria](#) do pipetora, które można zakupić osobno.