

Akcesoria do pipetorów Pipetus[®]



HIRSCHMANN[®]

Zestawy filtrów sterylnych, uchwyt ścienny oraz statyw stołowy do wszystkich modeli pipetorów pipetus[®].

Statyw stołowy umożliwia bezpieczne przechowywanie chwilowo nieużywanego pipetora z umieszczoną w nim pipetą bez ryzyka kontaminacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1139	Zestaw filtrów sterylnych, 5 szt.
	K-0285	Zestaw filtrów sterylnych, 50 szt.
	K-0286	Zestaw filtrów sterylnych, 100 szt.
	K-0287	Uchwyt ścienny - do wszystkich modeli pipetus [®]
	K-0288	Statyw stołowy do wszystkich modeli pipetorów pipetus [®]

Opis

Zestawy filtrów sterylnych, uchwyt ścienny oraz statyw stołowy do wszystkich modeli pipetorów pipetus[®].

Statyw stołowy umożliwia bezpieczne przechowywanie chwilowo nieużywanego pipetora z umieszczoną w nim pipetą bez ryzyka kontaminacji.