



Uniwersalny statyw karuzelowy do pipet - Flip&Grip



Uniwersalny statyw karuzelowy do pipet, mieszczący do 12 pipet jednokanałowych lub 3 pipety jedno- i 3 wielokanałowe. Statyw posiada zarówno możliwość ustawienia na blacie, jak podwieszenia go pod półką lub szafką aby zwiększyć dostępną przestrzeń roboczą. Pasuje do niego większość pipet dostępnych na rynku. Uchwyty na pipety są wykonane z gumy. Dostarczany ze śrubą do przykręcenia pod półką.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor |
|---|---------|---|-----------|
|  | L-0076 | Statyw karuzelowy na pipety - Flip&Grip | niebieski |
|  | L-0077 | Statyw karuzelowy na pipety - Flip&Grip | zielony |
|  | L-0078 | Statyw karuzelowy na pipety - Flip&Grip | fioletowy |

Opis

Uniwersalny statyw karuzelowy do pipet, mieszczący do 12 pipet jednokanałowych lub 3 pipety jedno- i 3 wielokanałowe. Statyw posiada zarówno możliwość ustawienia na blacie, jak podwieszenia go pod półką lub szafką aby zwiększyć dostępną przestrzeń roboczą. Pasuje do niego większość pipet dostępnych na rynku. Uchwyty na pipety są wykonane z gumy. Dostarczany ze śrubą do przykręcenia pod półką.

Wymiary: 332 x 193 mm (wolnostojący), 187 x 193 mm (podwieszony).