


## Statyw na pipetę wielokanałową Transferpette<sup>®</sup> lub Transferpette<sup>®</sup> S



Statyw na jedną pipetę 8- lub 12-kanałową firmy Brand. Pasuje do pipet wielokanałowych Transferpette<sup>®</sup> lub Transferpette<sup>®</sup> S.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-5000	Statyw na pipetę wielokanałową Transferpette <sup>®</sup> lub Transferpette <sup>®</sup> S	703440

### Opis

Statyw na jedną pipetę 8- lub 12-kanałową firmy Brand. Pasuje do pipet wielokanałowych Transferpette<sup>®</sup> lub Transferpette<sup>®</sup> S.