



**Statyw na 1 pipetę Transferpette<sup>®</sup> Electronic**



Pojedynczy stojak na pipetę Transferpette<sup>®</sup> Electronic (w dwóch wariantach: na pipetę o pojemności do 1000 µl i na pipetę o pojemności 0,5-5 ml) firmy Brand. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-5002	Statyw na 1 pipetę Transferpette <sup>®</sup> Electronic (do 1000 µl)	705385
	K-5003	Statyw na 1 pipetę Transferpette <sup>®</sup> Electronic (0,5 - 5 ml)	705386

**Opis**

Pojedynczy stojak na pipetę Transferpette<sup>®</sup> Electronic (w dwóch wariantach: na pipetę o pojemności do 1000 µl i na pipetę o pojemności 0,5-5 ml) firmy Brand. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie pipety.