



Statyw na 1 pipetę Transferpette[®] Electronic



Pojedynczy stojak na pipetę Transferpette[®] Electronic (w dwóch wariantach: na pipetę o pojemności do 1000 µl i na pipetę o pojemności 0,5-5 ml) firmy Brand. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-5002	Statyw na 1 pipetę Transferpette [®] Electronic (do 1000 µl)	705385
	K-5003	Statyw na 1 pipetę Transferpette [®] Electronic (0,5 - 5 ml)	705386

Opis

Pojedynczy stojak na pipetę Transferpette[®] Electronic (w dwóch wariantach: na pipetę o pojemności do 1000 µl i na pipetę o pojemności 0,5-5 ml) firmy Brand. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie pipety.