



Wkładki na zlewki z pierścieniem mocującym do myjek Sonic



Wkładki na dwie zlewki szklane z pierścieniem mocującym firmy Polsonic. Pasują do myjek Sonic 2, 3, 5, 6, 6D, 10.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie
	P-5073	Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 2	zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym
	P-5074	Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 3	zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym
	P-5075	Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 5	zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym
	P-5076	Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 6	zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym
	P-5077	Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 6D	zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym
	P-5079	Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki Sonic 10	zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym

Opis

Wkładki na szkło laboratoryjne do myjek Sonic 2, 3, 5, 6, 6D, 10. Posiadają dwa otwory na zlewki laboratoryjne. Wykonane z nierdzewnej stali kwasoodpornej. Do użytku wraz ze zlewkami szklanymi z pierścieniem mocującym firmy Polsonic. Pierścień powoduje, że zlewka zostaje stabilnie osadzona w otworze i nie spada.