



## Gruszka do pipet Flip



Gruszka do pipet w różnych kolorach. Standardowy model pasujący niemal do wszystkich rozmiarów pipet. Łatwa w obsłudze. Posiada dużą zdolność ssącą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	3-1102	Gruszka do pipet Flip	zielony
	3-1103	Gruszka do pipet Flip	niebieski
	3-1104	Gruszka do pipet Flip	żółty
	3-1105	Gruszka do pipet Flip	czerwony

### Opis

Gruszka do pipet w różnych kolorach. Standardowy model pasujący niemal do wszystkich rozmiarów pipet jedno- i wielomiarowych z zakresu 10-100 ml. Łatwa w obsłudze. Posiada dużą zdolność ssącą. Pasuje do pipet o  $\varnothing$  6-8 mm.

**Z dwoma zaworami:**

**zawór 1** - zasysanie cieczy,

**zawór 2** - spuszczenie cieczy.