



Statyw Trio™ na 3 pipety Gilson



Poręczny, wygodny statyw Trio™ na max. 3 pipety Gilson. Pasuje do pipet jedno- jak i wielokanałowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0040	Statyw Trio™ na 3 pipety Gilson	F161405

Opis

Poręczny, wygodny statyw Trio™ do przechowywania maksymalnie 3 pipet Gilson. Pasują do niego zarówno pipety jedno- jak i wielokanałowe. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, jak i na agresywne chemikalia.