

**Statyw karuzelowy na 7 pipet Gilson Pipetman**

Karuzelowy statyw, mogący pomieścić do 7 pipet firmy Gilson. Pasują do niego zarówno pipety jedno- jak i wielokanałowe. Solidny i stabilny dzięki ciężkiej podstawie. Wykonany z polipropylenu i poliwęglanu – posiada znaczną odporność na czynniki chemiczne. Pozwala zachować porządek i optymalne wykorzystanie przestrzeni w laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0039	Statyw karuzelowy na 7 pipet Gilson Pipetman	F161401

Opis

Karuzelowy statyw, mogący pomieścić do 7 pipet firmy Gilson. Pasują do niego zarówno pipety jedno- jak i wielokanałowe. Solidny i stabilny dzięki ciężkiej podstawie. Wykonany z polipropylenu i poliwęglanu – posiada znaczną odporność na czynniki chemiczne. Pozwala zachować porządek i optymalne wykorzystanie przestrzeni w laboratorium.

Pipety Gilson należy zamawiać osobno.