



Gruszki gumowe - jasnoniebieskie - 3 ml



Smoczki gumowe do pipet w kolorze niebieskim. Opakowanie zawiera 24 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. wew.	Szt./Op.
	HS20629B	Gruszki gumowe do pipet	jasnoniebieskie	3 ml	7 mm	24 szt.

Opis

Smoczki do pipet wykonane z gumy w kolorze jasnoniebieskim. Przeznaczone m.in. do szklanych pipet Pasteura.

Pojemność: 3 ml.

Średnica wew. otworu: 7 mm.

Średnica zewnętrzna: 20 mm.

Długość: 40 mm.

Opakowanie zawiera 24 szt.