




## Karuzelowy statyw na 6 pipet Finnpiquette

thermo**scientific**

Statyw karuzelowy na maks. 6 pipet Finnpiquette. Pomaga w zorganizowaniu przestrzeni w laboratorium. Przezroczysta pokrywa chroni pipety przed zanieczyszczeniami. Pasuje do serii pipet Finnpiquette Focus oraz Finnpiquette Novus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0038	Karuzelowy statyw na 6 pipet Finnpiquette F1/F2	9420340

### Opis

Statyw karuzelowy na maks. 6 pipet Finnpiquette. Pomaga w zorganizowaniu przestrzeni w laboratorium. Przezroczysta pokrywa chroni pipety przed zanieczyszczeniami. Pasuje do serii pipet Finnpiquette Focus oraz Finnpiquette Novus.