





## Gruszki do pipet Howorka-Ball®

Pomocniczy przyrząd laboratoryjny o uniwersalnych możliwościach zastosowania. Specjalnie skonstruowany otwór gwarantuje wyjątkowo dobre uszczelnienie. Idealny do pipetowania, przenoszenia i pobierania cieczy. Łatwy w czyszczeniu. Możliwość autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-1100	Gruszka do pipet Howorka-Ball® - 20 ml
	3-1101	Gruszka do pipet Howorka-Ball® - 50 ml

### Opis

Pomocniczy przyrząd laboratoryjny o uniwersalnych możliwościach zastosowania. Specjalnie skonstruowany otwór gwarantuje wyjątkowo dobre uszczelnienie. Idealny do pipetowania, przenoszenia i pobierania cieczy. Łatwy w czyszczeniu. Możliwość autoklawowania.