




Stojak na 6 pipet Finnpiquette F1/F2

thermo**scientific**

Statyw Finnpiquette F-Stand firmy Thermo Scientific zapewnia wygodę i bezpieczeństwo przechowywania do 6 pipet. Solidnie skonstruowany. Pasują do niego zarówno jedno- jak i wielokanałowe pipety serii Finnpiquette F1 i F2.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0036	Stojak na 6 pipet Finnpiquette F1/F2	9420400

Opis

Liniowy statyw Finnpiquette F-Stand umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie maksymalnie 6 pipet. Solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Pasują do niego zarówno jedno- jak i wielokanałowe pipety serii Finnpiquette F1 i F2.