




Przyrządy do pipetowania za pomocą kapilar

HIRSCHMANN[®]

Przyrząd pomocny przy opróżnianiu jednorazowych kapilarnych pipet. Posiada bańkę wykonaną z gumy. Opakowanie zawiera 2 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-0179	Przyrządy do pipetowania za pomocą kapilar	0,5-100 µl	2 szt.

Opis

Przyrząd pomocny przy opróżnianiu jednorazowych kapilarnych pipet. Posiada bańkę wykonaną z gumy. Opakowanie zawiera 2 szt.