




## Smoczek do szklanych pipet Pasteura



Smoczki do szklanych pipet Pasteura. Wykonane z naturalnego kauczuku. Przezroczyste.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Szt./Op.
	B-1100	Gumowy smoczek do pipet	kauczuk naturalny/lateks	1,8 ml	1 szt.

### Opis

Smoczki do szklanych pipet Pasteura. Wykonane z naturalnego kauczuku. Przezroczyste.

**Pojemność bańki ssącej:** 1,8 ml.

**Średnica otworu:** 5 mm.