



## Końcówki do pipet - sterylne - w pudełkach - 10-1250 $\mu$ l

Sterylnie końcówki do pipet automatycznych. Wykonane z polipropylenu. Oferowane w pudełkach po 96 szt. (100 szt. dla modelu 1000  $\mu$ l). Końcówki 10  $\mu$ l i 200  $\mu$ l posiadają znaczniki pojemności, dodatkowo wersja 200  $\mu$ l posiada fazowane zakończenie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Ilość	Szt./Op.
	B-0746	Końcówki do pipet w pudełkach	10 $\mu$ l	bezbarwne	sterylne	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-0747	Końcówki do pipet w pudełkach	200 $\mu$ l	żółte	sterylne	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-0748	Końcówki do pipet w pudełkach	1000 $\mu$ l	niebieskie	sterylne	6 x 100 szt.	600 szt.
	B-0749	Końcówki do pipet w pudełkach	1250 $\mu$ l	bezbarwne	sterylne	6 x 96 szt.	576 szt.

### Opis

Sterylnie końcówki do pipet automatycznych. Wykonane z polipropylenu. Oferowane w pudełkach po 96 szt. (100 szt. dla modelu 1000  $\mu$ l). Końcówki 10  $\mu$ l i 200  $\mu$ l posiadają znaczniki pojemności, dodatkowo wersja 200  $\mu$ l posiada fazowane zakończenie. Każde pudełko jest indywidualnie zapakowane, co usprawnia wykorzystanie końcówek w dłuższym okresie czasu. Pasują do większości popularnych modeli pipet. Wolne od RNaz, DNaz i pirogenów. Autoklawowalne.