








Ekonomiczne pipety mikrolitrowe

FOR MY LAB
neoLab[®]

Pipety mikrolitrowe o zakresie od 0,2 do 2 μ l i 1 do 10 μ l. Z możliwością nastawiania objętości. Ergonomiczny kształt, obudowa odporna na działanie kwasów. Z autoklawowalnym trzonem i wyrzutnikiem końcówek. Każda pipeta jest indywidualnie kalibrowana przed wysyłką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	7-7507	Pipeta mikrolitrowa	0,2 do 2 μ l
	7-7508	Pipeta mikrolitrowa	1 do 10 μ l
	7-7501	Pipeta mikrolitrowa	2 do 20 μ l
	7-7502	Pipeta mikrolitrowa	20 do 100 μ l
	7-7503	Pipeta mikrolitrowa	50 do 200 μ l
	7-7504	Pipeta mikrolitrowa	100 do 1000 μ l
	7-7505	Pipeta mikrolitrowa	1000 do 5000 μ l

Opis

Pipety mikrolitrowe o zakresie od 0,2 do 2 μ l i 1 do 10 μ l. Z możliwością nastawiania objętości. Ergonomiczny kształt, obudowa odporna na działanie kwasów. Z autoklawowalnym trzonem i wyrzutnikiem końcówek. Każda pipeta jest indywidualnie kalibrowana przed wysyłką.