





## Mikrokapilary do hematokrytu - bez cechy pierścieniowej



Mikrokapilary do hematokrytu, zgodne z DIN ISO 12772 i BS 4316-68. Kodowane kolorystycznie. Nadają się do użytku w wirówkach do hematokrytu. Nie posiadają cechy pierścieniowej. Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 CE.

Dostępne w wersji heparynizowanej heparynianem sodu - do krwi włośniczkowej (czerwony kod barwny) oraz w wersji nieheparynizowanej - do użytku z heparynizowaną krwią żylną (niebieski kod barwny).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Szt./Op.
	B-7859	Kapilary do hematokrytu, bez cechy pierścieniowej, heparynizowane	czerwony	100 szt.
	B-7860	Kapilary do hematokrytu, bez cechy pierścieniowej, nieheparynizowane	niebieski	100 szt.

### Opis

Mikrokapilary do hematokrytu, zgodne z DIN ISO 12772 i BS 4316-68. Kodowane kolorystycznie. Nadają się do użytku w wirówkach do hematokrytu. Nie posiadają cechy pierścieniowej. Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 CE.

Dostępne w wersji heparynizowanej heparynianem sodu - do krwi włośniczkowej (czerwony kod barwny) oraz w wersji nieheparynizowanej - do użytku z heparynizowaną krwią żylną (niebieski kod barwny).

**Długość:** 75 ±0,5 mm.

**Grubość ścianki:** 0,2 ±0,025 mm.

**Średnica wewnętrzna:** 1,15 ±0,05 mm.

**Średnica zewnętrzna:** 1,55 ±0,05 mm.

Opakowanie zawiera **100 szt.**

Przyrządy do pipetowania za pomocą kapilar: [B-0179](#).