


Końcówki BioRobotix Tips - 20 µl



Końcówki do systemów automatycznych Beckman Multimek AP96[®] oraz Beckman Biomek FX[®].

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane	Szt./Op.
	918-262	Końcówki BioRobotix	20 µl	10 pudełek x 96 szt.	960 szt.

Opis

Końcówki do systemów automatycznych Beckman Multimek AP96[®] oraz Beckman Biomek FX[®].

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.