



**Dozowniki ceramus<sup>®</sup> classic**

**HIRSCHMANN<sup>®</sup>**

Dozownik przeznaczony do dozowania cieczy bezpośrednio z butelki. Wykonany z doskonałej jakości materiałów, łatwy w obsłudze. Dzięki precyzyjnej podziałce i cyfrowemu nastawianiu objętości, dozowanie charakteryzuje się znakomitą powtarzalnością. Tłok urządzenia wykonany jest z ceramiki o wysokiej odporności chemicznej. Nie zużywa się wskutek tarcia i charakteryzuje się niewielką rozszerzalnością termiczną.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                     | Objętość       | Podziałka | Dokładność |
|-----------|---------|---|----------------|-----------|------------|
|           | K-0931  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic     | 0,2 - 1,0 ml   | 0,05 ml   | 0,5 %      |
|           | K-0932  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic     | 0,4 - 2,0 ml   | 0,02 ml   | 0,5 %      |
|           | K-0933  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic     | 1,0 - 5,0 ml   | 0,1 ml    | 0,5 %      |
|           | K-0934  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic     | 2,0 - 10,0 ml  | 0,25 ml   | 0,5 %      |
|           | K-0935  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic     | 5,0 - 30,0 ml  | 0,5 ml    | 0,5 %      |
|           | K-0936  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic     | 10,0 - 60,0 ml | 0,1 ml    | 0,5 %      |
|           | K-1500  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix | 1 ml           | -         | 0,5 %      |
|           | K-1501  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix | 2 ml           | -         | 0,5 %      |
|           | K-1502  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix | 5 ml           | -         | 0,5 %      |
|           | K-1503  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix | 10 ml          | -         | 0,5 %      |
|           | K-1504  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix | 25 ml          | -         | 0,5 %      |
|           | K-1505  | Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix | 50 ml          | -         | 0,5 %      |

**Opis**

Dozownik przeznaczony do dozowania cieczy bezpośrednio z butelki. Wykonany z doskonałej jakości materiałów, łatwy w obsłudze. Dzięki precyzyjnej podziałce i cyfrowemu nastawianiu objętości, dozowanie charakteryzuje się znakomitą powtarzalnością. Tłok urządzenia wykonany jest z ceramiki o wysokiej odporności chemicznej. Nie zużywa się wskutek tarcia i

charakteryzuje się niewielką rozszerzalnością termiczną. Dozownik można w całości sterylizować w 121°C pod ciśnieniem 2 bar. Poszczególne części można łatwo demontować. Dozownik pasuje bezpośrednio do butelek o gwincie A32, a po zastosowaniu dołączonych adapterów także do innych butelek.

Dostawa obejmuje 3 gwintowane adaptery (A28/S40/A45), 1 klucz montażowy oraz indywidualny certyfikat zgodności wg DIN 12600.

Dostępne dwa modele dozownika:

**ceramus® classic** - z możliwością regulacji objętości,

**ceramus® classic fix** - o stałej objętości.