



Końcówki do pipet w pudełku z możliwością ponownego napełnienia



Pudełko wraz z wkładem wypełnionym końcówkami do pipet. Po zużyciu końcówek pojemnik można łatwo napełnić ponownie, poprzez umieszczenie w nim wkładu z zapasowymi końcówkami, bez konieczności żmudnego układania pojedynczych końcówek w pudełku. Statyw wyposażony jest w wieczko na zawiasach. Wolne od ludzkiego DNA i inhibitorów PCR oraz od RNaz/DNaz i pirogenów. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta	Szt./Op.
	B-0420	Zestaw startowy - pudełko z końcówkami	0,1-10 µl	70700	10 x 96 szt. końcówek
	B-0422	Zestaw startowy - pudełko z końcówkami	1-200 µl	70720	10 x 96 szt. końcówek
	B-0423	Zestaw startowy - pudełko z końcówkami	1-300 µl	70730	10 x 96 szt. końcówek
	B-0426	Zestaw startowy - pudełko z końcówkami	50-1250 µl	70740	8 x 96 szt. końcówek
	B-0421	Zestaw zapasowy - 10 wkładów do pudełek	0,1-10 µl	70500	10 x 96 szt. końcówek
	B-0424	Zestaw zapasowy - 10 wkładów do pudełek	1-200 µl	70520	10 x 96 szt. końcówek
	B-0425	Zestaw zapasowy - 10 wkładów do pudełek	1-300 µl	70530	10 x 96 szt. końcówek
	B-0427	Zestaw zapasowy - 8 wkładów do pudełek	50-1250 µl	70540	8 x 96 szt. końcówek

Opis

Pudełko wraz z wkładem wypełnionym końcówkami do pipet. Po zużyciu końcówek pojemnik można łatwo napełnić ponownie, poprzez umieszczenie w nim wkładu z zapasowymi końcówkami, bez konieczności żmudnego układania pojedynczych końcówek w pudełku. Statyw wyposażony jest w wieczko na zawiasach. Wolne od ludzkiego DNA i inhibitorów PCR oraz od RNaz/DNaz i pirogenów. Autoklawowalne. Pudełko wielokrotnego użytku. Końcówki standardowe - pasują do większości powszechnie stosowanych pipet.

Dostępne są zestawy startowe - 1 pudełko z jednym wkładem z końcówkami oraz zestawy zapasowe, zawierające po 8 lub 10 wkładów uzupełniających (w zależności od pojemności).