


**Końcówki Premium-Line[®] - Low Retention -
 przezroczyste - 1-200 µl - w statywach**



Końcówki Premium-Line[®] do pipet o pojemności 1-200 µl. Bez filtra. Wolne od DNaz, RNaz, zanieczyszczeń metalami oraz pirogenów. Pakowane w statywach po 96 szt. Produkt niemiecki. Posiadają certyfikat CE IVD. Autoklawowalne w 121°C (20 min). W wersji niesterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Pakowane	Szt./Op.
	4-110-96-0	Końcówki Premium-Line [®] - Low Retention - przezroczyste	1-200 µl	50,8 mm	niesterylne - w statywach	10 x 96 szt.

Opis

Końcówki Premium-Line[®] do pipet o pojemności 1-200 µl. Bez filtra. Wolne od DNaz, RNaz, zanieczyszczeń metalami oraz pirogenów. Pakowane w statywach po 96 szt. Produkt niemiecki. Posiadają certyfikat CE IVD. Autoklawowalne w 121°C (20 min). W wersji niesterylnej.