



**Oryginalne końcówki do pipet Thermo Scientific, Finntip - w worku**

**thermo**scientific

Kończówki do pipet firmy Thermo Scientific, idealnie uszczelniające się na trzonie pipety, zapewniające maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Gładka, hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia końcówki umożliwia właściwy wypływ cieczy podczas pipetowania. Pakowane luzem w worki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9300	Kończówki Finntip 10 w worku	0,2-10 µl	32 mm	9400310	1000 szt.
	K-9303	Kończówki Finntip 20 w worku	0,2-20 µl	33 mm	9400620	1000 szt.
	K-9306	Kończówki Finntip 50 w worku	0,2-50 µl	48 mm	9400360	1000 szt.
	K-9479	Kończówki Finntip 200 Ext w worku	5-200 µl	78 mm	9400100	400 szt.
	K-9318	Kończówki Finntip 300 w worku	5-300 µl	52 mm	9401260	1000 szt.
	K-9315	Kończówki Finntip 300 w worku	5-300 µl	52 mm	9401240	20000 szt.
	K-9480	Kończówki Finntip 250 Universal w worku	0,5-250 µl	52 mm	9400250	500 szt.
	K-9311	Kończówki Finntip 250 Universal w worku	0,5-250 µl	52 mm	9400230	1000 szt.
	K-9312	Kończówki Finntip 250 Universal w worku	0,5-250 µl	52 mm	9400220	20000 szt.
	K-9319	Kończówki Finntip 1000 w worku	100-1000 µl	71 mm	9401030	1000 szt.
	K-9320	Kończówki Finntip 1000 w worku	100-1000 µl	71 mm	9401010	10000 szt.
	K-9482	Kończówki Finntip 1000 Ext w worku	100-1000 µl	105 mm	9401410	1000 szt.
	K-9323	Kończówki Finntip 5 ml w worku	0,5-5 ml	147 mm	9402030	500 szt.
	K-9324	Kończówki Finntip 5 ml w worku	0,5-5 ml	147 mm	9402010	3000 szt.
	K-9327	Kończówki Finntip 10 w worku	1-10 ml	150 mm	9402151	100 szt.

## Opis

Końcówki do pipet firmy Thermo Scientific, idealnie uszczelniające się na trzonie pipety, zapewniające maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Gładka, hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia końcówki umożliwi właściwy wypływ cieczy podczas pipetowania. Pakowane luzem w worki.

Końcówki dostępne w wersji standardowej oraz Extended (Ext) – specjalnie zaprojektowane do pracy z wąskimi lub głębokimi naczyniami.