



Małe wagi kieszonkowe serii CM



Waga niewielkich rozmiarów z przykrywką przegubową. Różne zakresy odczytu i ważenia. Wyposażona w funkcję tary (Tara), kalibrowania (CAL) i programowania receptur. Dostarczana wraz z odważnikiem wzorcowym (dotyczy wyłącznie art. nr 5-3055) i 3 bateriami 1,5 V AAA. Funkcja automatycznego wyłączenia (Auto-Off) po 4 min. Posiada kalkulator wbudowany w obudowę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność
	N-3055	Mała waga CM 60-2N	60 g	0,01 g
	N-3056	Mała waga CM 150-1N	150 g	0,1 g
	N-3057	Mała waga CM 320-1N	320 g	0,1 g
	N-3058	Mała waga CM 1K1N	1000 g	1 g

Opis

Waga niewielkich rozmiarów z przykrywką przegubową. Różne zakresy odczytu i ważenia. Wyposażona w funkcję tary (Tara), kalibrowania (CAL) i programowania receptur. Dostarczana wraz z odważnikiem wzorcowym (dotyczy wyłącznie art. nr 5-3055) i 3 bateriami 1,5 V AAA. Funkcja automatycznego wyłączenia (Auto-Off) po 4 min. Posiada kalkulator wbudowany w obudowę.

Dane techniczne

Parametr	CM 60-2N	CM 150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N
Maksymalna nośność	60 g	150 g	320 g	1000 g
Dokładność	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g

Parametr	CM 60-2N	CM 150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N
Płyta ważąca			70 x 80 mm	
Wymiary (szer. x dł. wys.)			85 x 130 x 25 mm	
Ciężar netto			180 g	
Zasilanie			2 x AAA	