



## Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku



Sześciokątne naczynka wykonane z PS. Ze stabilnym brzegiem. Białe, lekko przezroczyste. Przeznaczone do substancji stałych i ciekłych. Dzięki wygodnej formie można je pewnie trzymać w ręce. Antystatyczne. Opakowanie zawiera 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.
	1-1365	Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku	8 ml	45 x 8 mm	500 szt.
	1-1366	Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku	50 ml	78 x 18 mm	500 szt.
	1-1367	Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku	160 ml	120 x 22 mm	500 szt.
	1-1368	Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku	300 ml	145 x 35 mm	500 szt.

### Opis

Sześciokątne naczynka wykonane z PS. Ze stabilnym brzegiem. Białe, lekko przezroczyste. Przeznaczone do substancji stałych i ciekłych. Dzięki wygodnej formie można je pewnie trzymać w ręce. Antystatyczne. Opakowanie zawiera 500 sztuk.