




Wieszak pojedynczy do pipet Discovery Comfort i Clinipet+



Wieszak do jednej pipety Discovery Comfort lub Clinipet+. Do mocowania na blacie lub półce. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie urządzenia.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Nr producenta |
|---|---------|---|---------------|
|  | B-7704 | Wieszak pojedynczy do pipet Discovery Comfort i Clinipet+ | 19451 |

Opis

Wieszak do jednej pipety Discovery Comfort lub Clinipet+. Do mocowania na blacie lub półce. Zajmuje niewiele miejsca i pozwala na bezpieczne i wygodne przechowywanie urządzenia.