



Kolby płaskodenne ze szlifem, długa szyja

Kolby płaskodenne ze szlifem. Wykonane ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szlif
	S-1424	Kolba płaskodenna ze szlifem, długa szyja	100 ml	NS 19/26
	S-1425	Kolba płaskodenna ze szlifem, długa szyja	250 ml	NS 29/32
	S-1426	Kolba płaskodenna ze szlifem, długa szyja	500 ml	NS 29/32
	S-1427	Kolba płaskodenna ze szlifem, długa szyja	1000 ml	NS 29/32
	S-1428	Kolba płaskodenna ze szlifem, długa szyja	2000 ml	NS 29/32

Opis

Kolby płaskodenne ze szlifem. Wykonane ze szkła borokrzemowego.