



## Zestaw zakrzywionych łopatek do proszku - 4-częściowy

Łopatki z zagłębieniami z chromowo-niklowej stali szlachetnej. Nadają się do bezpiecznego przenoszenia najmniejszych ilości substancji, także w najwęższe naczynia. Posiadają bezpieczny i wygodny do trzymania uchwyt z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa   |
|-----------|---------|---|
|           | 2-6605  | Zestaw zakrzywionych łopatek do proszku - 4-częściowy |

### Opis

Łopatki z zagłębieniami z chromowo-niklowej stali szlachetnej. Nadają się do bezpiecznego przenoszenia najmniejszych ilości substancji, także w najwęższe naczynia. Posiadają bezpieczny i wygodny do trzymania uchwyt z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

**Długość całkowita:** 150 mm.

**Zestaw składa się z 4 łopatek o długości ostrza:** 45 mm i szerokościach: 3 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm.