



Kolby okrągłodenne ze szlifem

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą DIN EN ISO 4797.
 Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szyjka ze standardowym szlifem NS.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Szlif
	S-1181	Kolba okrągłodenna ze szlifem	50 ml	51 mm	100 mm	NS 14/23
	S-1182	Kolba okrągłodenna ze szlifem	50 ml	51 mm	100 mm	NS 19/26
	S-1183	Kolba okrągłodenna ze szlifem	50 ml	51 mm	100 mm	NS 24/29
	S-1184	Kolba okrągłodenna ze szlifem	50 ml	51 mm	100 mm	NS 29/32
	S-1185	Kolba okrągłodenna ze szlifem	100 ml	64 mm	110 mm	NS 14/23
	S-1186	Kolba okrągłodenna ze szlifem	100 ml	64 mm	110 mm	NS 19/26
	S-1187	Kolba okrągłodenna ze szlifem	100 ml	64 mm	110 mm	NS 24/29
	S-1188	Kolba okrągłodenna ze szlifem	100 ml	64 mm	110 mm	NS 29/32
	S-1189	Kolba okrągłodenna ze szlifem	250 ml	85 mm	140 mm	NS 19/26
	S-1190	Kolba okrągłodenna ze szlifem	250 ml	85 mm	140 mm	NS 24/29
	S-1191	Kolba okrągłodenna ze szlifem	250 ml	85 mm	140 mm	NS 29/32
	S-1192	Kolba okrągłodenna ze szlifem	500 ml	105 mm	170 mm	NS 24/29
	S-1193	Kolba okrągłodenna ze szlifem	500 ml	105 mm	170 mm	NS 29/32
	S-1194	Kolba okrągłodenna ze szlifem	1000 ml	131 mm	200 mm	NS 24/29
	S-1195	Kolba okrągłodenna ze szlifem	1000 ml	131 mm	200 mm	NS 29/32
	S-1196	Kolba okrągłodenna ze szlifem	2000 ml	166 mm	250 mm	NS 29/32

Opis

Wykonane z żaroodpornego, trwałego szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą DIN EN ISO 4797 dotyczącą kolb ze szlifowanymi złączami stożkowymi do ogólnego użytku laboratoryjnego. Gruba ścianka i wzmocniony brzeg zapobiegają stłuczeniu podczas mycia i transportu. Idealnie oszlifowane szyjki NS z gładkim wnętrzem gwarantują doskonałą szczelność zamknięcia.