



Czasomierz „Shake awake”



Czasomierz nie tylko laboratoryjny. Posiada trzy rodzaje alarmu - dźwiękowy, świetlny i wibracyjny (można aktywować wszystkie rodzaje jednocześnie bądź każdy z osobna). Z możliwością odliczania zarówno wstecz jak i w przód. Czas pomiaru: do 99 min. 59 sek. lub do 19 godz. 59 min. Posiada czytelny, czterocyfrowy wyświetlacz LCD. Wyposażony w magnes mocujący oraz zacisk umożliwiający przypięcie czasomierza do półki bądź postawienie na blacie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ
	B-1239	Czasomierz "Shake awake"	

Opis

Czasomierz nie tylko laboratoryjny. Posiada trzy rodzaje alarmu - dźwiękowy, świetlny i wibracyjny (można aktywować wszystkie rodzaje jednocześnie bądź każdy z osobna). Z możliwością odliczania zarówno wstecz jak i w przód. Czas pomiaru: do 99 min. 59 sek. lub do 19 godz. 59 min. Posiada czytelny, czterocyfrowy wyświetlacz LCD. Wyposażony w magnes mocujący oraz zacisk umożliwiający przypięcie czasomierza do półki bądź postawienie na blacie.

Dostarczany wraz z dwoma bateriami Micro 1,5 V.

Wymiary: 48 x 31 x 75 mm.

Waga: 110 g.