



## Czasomierz laboratoryjny z magnesem



Niewielki i łatwy w obsłudze czasomierz laboratoryjny. Wyposażony w magnes. Z czytelnym wyświetlaczem LCD. Z funkcją odliczania w przód i wstecz (99 min. 59 sek.). Powleczony gumą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	L-1317	Czasomierz laboratoryjny z magnesem	biały

### Opis

Niewielki i łatwy w obsłudze czasomierz laboratoryjny. Wyposażony w magnes. Z czytelnym wyświetlaczem LCD. Z funkcją odliczania w przód i wstecz (99 min 59 s). Powleczony gumą.

**Zasilanie:** bateria LR44 (dołączona).

**Wymiary:** 54 x 16,5 mm.

**Waga:** 40 g.