



Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Pro Starter 4 Pack



W zestawie znajdują się cztery pipety Discovery Pro w najczęściej używanych pojemnościach (0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl). Zestaw zawiera ponadto dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucz kalibracyjny, wieszak na jedną pipetę oraz uniwersalny, liniowy statyw 4-miejscowy i instrukcję użytkowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-0037	Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Pro Starter 4 Pack	7903

Opis

W zestawie znajdują się cztery pipety Discovery Pro w najczęściej używanych pojemnościach. Zestaw zawiera ponadto dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucz kalibracyjny, wieszak na jedną pipetę oraz uniwersalny, liniowy statyw 4-miejscowy i instrukcję użytkowania.

Zestaw pipet Discovery Pro Starter 4 Pack

zawiera pipety o pojemnościach: DP10 (0,5-10 µl), DP20 (2-20 µl), DP200 (20-200 µl), DP1000 (100-1000 µl) z akcesoriami.

Akcesoria w zestawie:

- pipety DP 10, 20, 200, 1000,
- końcówki 10 µl (96 szt.), 200 µl, (96 szt.), 1000 µl (96 szt.),
- klucze kalibracyjne – 4 szt.,
- wieszaki na pipety – 4 szt.,
- instrukcja użytkowania,
- statyw uniwersalny na 4 pipety.