



Zestawy pipet jednokanałowych HTL Discovery Comfort



W każdym z proponowanych zestawów znajdują się trzy pipety Discovery Comfort o najczęściej używanych pojemnościach. Zestawy zawierają ponadto dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucze kalibracyjne, wieszaki na jedną pipetę, kolorowe pierścienie do kodowania barwnego pipet oraz instrukcję użytkowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-0057	Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Starter Kit	7924
	B-0058	Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Starter Kit Bio	7923

Opis

W każdym z proponowanych zestawów znajdują się trzy pipety Discovery Comfort o najczęściej używanych pojemnościach. Zestawy zawierają ponadto dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucze kalibracyjne, wieszaki na jedną pipetę, kolorowe pierścienie do kodowania barwnego pipet oraz instrukcję użytkowania.

Discovery Starter Kit

zawiera pipety o pojemnościach: 2-20 μ l (DV 20), 20-200 μ l (DV 200), 100-1000 μ l (DV 1000) z akcesoriami.

Akcesoria w zestawie:

- pipety DV 20, 200 i 1000,
- końcówki 200 μ l (96 szt.), 1000 μ l (96 szt.),
- klucz kalibracyjny 3 szt.,
- wieszak na pipetę 3 szt.,
- instrukcja.

Discovery Starter Kit Bio

zawiera pipety o pojemnościach: 0,5-10 μ l (DV 10), 10-100 μ l (DV100), 100-1000 μ l (DV1000) z akcesoriami.

Akcesoria w zestawie:

- pipety DV 10, 100 i 1000,
- końcówki 10 μ l (96 szt.), 200 μ l (96 szt.) i 1200 μ l (96 szt.),
- klucz kalibracyjny 3 szt.,
- wieszak na pipetę 3 szt.,

- instrukcja.