




## Zestaw startowy pipet Labmate Pro



W zestawie znajdują się cztery najpopularniejsze modele pipet Labmate Pro: LMP10 (0,5-10 µl), LMP20 (2-20 µl), LMP200 (20-200 µl), LMP1000 (100-1000 µl). Zestaw zawiera ponadto uniwersalny statyw liniowy oraz trzy pudełka z końcówkami (10 µl, 200 µl, 1000 µl), klucz kalibracyjny oraz wieszak na pipetę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-3939	Zestaw startowy pipet Labmate Pro (LMP10, LMP20, LMP200, LMP1000)	7905

### Opis

W zestawie znajdują się cztery najpopularniejsze modele pipet Labmate Pro: LMP10 (0,5-10 µl), LMP20 (2-20 µl), LMP200 (20-200 µl), LMP1000 (100-1000 µl). Zestaw zawiera ponadto uniwersalny statyw liniowy oraz trzy pudełka z końcówkami (10 µl, 200 µl, 1000 µl), klucz kalibracyjny oraz wieszak na pipetę.