



Końcówki Diamond[®] do pipet Gilson - Towerpack



Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Zapakowane w wieże Towerpack - innowacyjny i łatwy w użytkowaniu system napełniania pudełek Reload Box - wystarczy chwycić całe „piętro” wieży i umieścić jednym ruchem 96 końcówek w pustym pudełku (do zamówienia osobno).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Ilość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-2875	Końcówki D10 Tower Pack	0,1-10 µl	10 x 96 szt.	F167101	960 szt.
	K-2876	Końcówki DL10 Tower Pack	0,1-10 µl	10 x 96 szt.	F167102	960 szt.
	K-2880	Końcówki D200 Tower Pack	2-200 µl	10 x 96 szt.	F167103	960 szt.
	K-2882	Końcówki D300 Tower Pack	20-300 µl	10 x 96 szt.	F167105	960 szt.
	K-2886	Końcówki D1000 Tower Pack	100-1000 µl	7 x 96 szt.	F167104	672 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Zapakowane w wieże Towerpack - innowacyjny i łatwy w użytkowaniu system napełniania pudełek Reload Box - wystarczy chwycić całe „piętro” wieży i umieścić jednym ruchem 96 końcówek w pustym pudełku (do zamówienia osobno). System Towerpack umożliwia oszczędność czasu i przestrzeni w laboratorium - końcówki spakowane w wieże zajmują znacznie mniej miejsca niż końcówki w statywach czy workach. Końcówki można autoklawować w 121°C/0,1 MPa/20 minut.