



## Końcówki Diamond<sup>®</sup> z filtrem do pipet Gilson - Tipack Rack



Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Zastosowanie filtra wyklucza możliwość kontaminacji spowodowanej powstawaniem aerozoli. Końcówki sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Ilość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-2889	Końcówki z filtrem DF10ST Tipack Rack	0,1-10 µl	10 x 96 szt.	F171103	960 szt.
	K-4403	Końcówki z filtrem DFL10ST Tipack Rack	0,1-10 µl	10 x 96 szt.	F171203	960 szt.
	K-4439	Końcówki z filtrem DF30ST Tipack Rack	2-30 µl	10 x 96 szt.	F171303	960 szt.
	K-2871	Końcówki z filtrem DF100ST Tipack Rack	10-100 µl	10 x 96 szt.	F171403	960 szt.
	K-4441	Końcówki z filtrem DF200ST Tipack Rack	20-200 µl	10 x 96 szt.	F171503	960 szt.
	K-2890	Końcówki z filtrem DF300ST Tipack Rack	20-300 µl	10 x 96 szt.	F171603	960 szt.
	K-2891	Końcówki z filtrem DF1000ST Tipack Rack	100-1000 µl	10 x 96 szt.	F171703	960 szt.
	K-4443	Końcówki z filtrem DF1200ST Tipack Rack	100-1200 µl	10 x 96 szt.	F171803	960 szt.

### Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Zastosowanie filtra wyklucza możliwość kontaminacji spowodowanej powstawaniem aerozoli. Końcówki sterylne. Zapakowane w praktyczne, stabilne statywy, z których można pobierać końcówki bezpośrednio za pomocą pipety. Statywy są kodowane kolorystycznie, co ułatwia szybki wybór odpowiedniej końcówki.