



## Element mocujący do naczyń reakcyjnych



Urządzenie utrzymujące w statywie naczynia reakcyjne zamykane pokrywą z płaskim szlifem. Ułatwia elastyczne umieszczanie i usuwanie mediów chłodzących lub grzewczych od dołu do naczynia reakcyjnego. Wykonane ze stali nierdzewnej. Dwa warianty dla naczyń reakcyjnych o średnicy nominalnej DN 100 lub DN 150.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa  | Śr. nominalna |
|-----------|---------|--|---------------|
|           | G-2187  | Element mocujący do naczyń reakcyjnych Duran | DN 100        |
|           | G-2189  | Element mocujący do naczyń reakcyjnych Duran | DN 150        |

### Opis

Urządzenie do stałego zawieszenia pokrywy i naczynia reakcyjnego za pomocą dwóch prętów do statywu. Nadaje się do utrzymywania naczyń reakcyjnych zamykanych płaskim szlifem. Może zarówno bezpiecznie zaciskać się na naczyniu lub pokrywie oraz zapobiegać niekontrolowanemu przemieszczaniu się naczynia reakcyjnego podczas badań. Dzięki temu elementowi mocującemu można od dołu do naczynia reakcyjnego elastycznie doprowadzać i usuwać media chłodzące lub grzewcze. Wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej.