



**Puste pudełka do przeładowywania wkładów
 Blister Refill/Reload Pack**



Puste pudełka do przeładowywania wkładów Blister Refill/Reload Pack – do końcówek DL10/D200/D300 i do końcówek D1000. Końcówki DL10 Reload Pack, D200 Reload Pack i D1000 Reload Pack należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-4422	Puste pudełka do przeładowywania wkładów Blister Refill/Reload Pack - do końcówek DL10/D200/D300	F171204	2 szt.
	K-4423	Puste pudełka do przeładowywania wkładów Blister Refill/Reload Pack - do końcówek D1000	F171504	2 szt.

Opis

Puste pudełka do przeładowywania wkładów Blister Refill/Reload Pack – do końcówek DL10/D200/D300 i do końcówek D1000. Końcówki DL10 Reload Pack, D200 Reload Pack i D1000 Reload Pack należy zamawiać osobno.