

## Pierścienie wylewowe Duran PURE - z PFA



Pierścienie wylewowe Duran PURE wykonane z PFA pasują do butelek i zakrętek Duran PURE z gwintem GL45. Opracowane na potrzeby przemysłu farmaceutycznego. Z certyfikatem analizy (CoA). Autoklawowalne.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                           | Materiał | Gwint | Kolor     | Szt./Op. |
|---|---------|---------------------------------|----------|-------|-----------|----------|
|  | G-0241  | Pierścienie wylewowe Duran PURE | PFA      | GL45  | bezbarwne | 5 szt.   |

### Opis

Wysokiej jakości pierścienie wylewowe Duran PURE wykonano z PFA (fluoropolimeru). Idealnie nadają się do serii butelek Duran PURE z gwintem GL45 [bezbarwnych](#) lub [oranżowych](#). Chemicznie i termicznie bardzo obojętne, mogą być autoklawowane lub sterylizowane powszechnie znanymi metodami. Opakowanie zawiera 5 sztuk.

Pierścienie wylewowe zamontowane na krawędzi butelek chronią ich zewnętrzną powierzchnię przed niekontrolowanym sptywaniem kropel. Pierścienie Duran PURE produkuje się w pomieszczeniach czystych klasy ISO 7. Producent dostarcza Certyfikat Analizy (CoA) do każdej dostawy, zapewniając stuprocentową identyfikowalność i zarządzanie kontrolą zmian. Certyfikaty partii dla tych pierścieni wylewowych zawierają wartości wymiarowe oraz wyniki kontroli wizualnej poszczególnych partii. Potwierdzają zgodność produktu z farmakopeami i innymi międzynarodowymi standardami.